

vademecum CIRUGÍA

Extractiva

DKO254BN.DIA314

Patente "Disteno" ◀

Diamante en las hojas, corta eficazmente el esmalte sin saltos.

El tratamiento DKO hace que la fresa sea más duradera y visible.



850.FGSL.012SC

► Fresa quirúrgica Gold

Diamante de grano ultragruoso, ideal para odontosección.

L. 30 mm



HXU267 DIA.016

Patente "Disteno" ◀

Tungsteno diamantado para esmalte y dentina

El diámetro 016 permite crear el acceso para los botadores.

L. 30 mm



fresissima

Extractiva




HXU254BN.316

► *Cirugía de precisión*

Hecha de carburo de tungsteno monobloque

ideal para hueso y dentina.



HXU254XL

Cirugía de precisión ◀

Parte activa de 10 mm

Ideal para dentina y hueso.



H260.317.008

► *Osteotomía mínimamente invasiva*

Excelente para la remoción de pequeños fragmentos radicular.



HXU254A.205

► *Corte cruzada con conexión CA*

Corta diente y hueso a baja velocidad.



HXU254A.315

Corte cruzado ◀

Diseñada para el odontólogo que prefiere utilizar una sola fresa para diente y hueso.

L. 44.5 mm



HXU269A.016 HP

- *Corte cruzado con conexión HP*

Específica para cortar diente y hueso utilizando la pieza de mano.

L. 30 mm



HXU267.FGSL.016

- *Corte liso*

Específica para dentina

Las hojas lisas impiden arrastrar los tejidos blandos.

HXU701SL

Corta y "ensancha" ◀

La forma especial permite cortar y ensanchar la raíz

Facilita la inserción de un luxador o un botador.

L. 30 mm



HXU264B.316

"The Solver" ◀

Diseñada para osteotomías

Equipada con un cincel en la punta, puede perforar y cortar.

L. 30 mm



VM - R623.04 D

Botador Bein dentada ◀

El serrado ofrece mayor adherencia a la raíz evitando el deslizamiento.



VM - P202.06 BK

► *Stieglitz 45°*

Punta adelgazada que facilita el acceso a los alvéolos para la extracción de fragmentos radiculares luxados.





368L.CASL.018

► Línea Perio

Alisado radicular a cielo abierto.

831L.CASL.012 F

Línea Perio ◀

Alisado radicular a cielo abierto.



HXU7831 CASL

► Fresa en C.T. sección hexagonal

Trabaja de manera atraumática en las bolsas gingivales.

HXU7831 XL

Fresa en C.T. sección hexagonal extra larga ◀

Los bordes remueven el sarro sin dañar los tejidos circundantes.





801.FGSL.029 G

- *Bolas diamantadas para osteoplastia*

Vástago largo con conexión FG, ideales para remodelar el hueso.

H4.FGSL.014 DIA

- ◀ *Disteno esférica*

La unión del tungsteno con el diamante garantiza control y durabilidad.



H48L.317.012

- *Implantoplastia*

Fresa multihojas de 30 mm de longitud, diseñada para la remoción de espiras expuestas.

C379.317.014

- ◀ *Implantoplastia*

Forma ovalada para bypass del cuello del implante.





*inclinación
izquierda*

VIBRA PKB L/R

◀ Insertos Vibra ▶

Bolas curvas para remover
placa y sarro de las
bifurcaciones.



*inclinación
derecha*



VIBRA PS10 DIA F

▶ Insertos Vibra diamantados

Alisado radicular a cielo abierto,
eficaz y controlable.



VIBRA DKO PS10

▶ Insertos Vibra DKO

El reducido sobrecalentamiento
reduce el estrés para el paciente.

VM - S438.12 L

Gracey ◀

Acero de alta calidad
para las curetas más utilizadas.





VM - B821.17 BK

► *Cirugía de precisión*

Excelente corte y gran durabilidad, se utiliza en tejidos blandos.



LASER POINT

Fresa en Zirconio ◀

Utilizada en seco en turbina

Corta y cauteriza los tejidos blandos reduciendo el sangrado.

XG731.01TC

Porta agujas Castroviejo ◀

¡Nueva generación!

Los materiales de altísima calidad garantizan precisión y resistencia en el tiempo.



Pre-prosthetic

Móvil

H71E.104.023

- **MÓVIL**
Fresa de bola con corte cruzado

Ideal para aplanar la cortical

L. 44,5 mm



H141A.206.040

- MÓVIL** ◀
Fresa de bola con corte dentado


Osívora en carburo de tungsteno
con conexión CA larga.

L. 35 mm



Fija sobre dientes

Alargamiento de corona clínica



C207.012 FGSL

- **FIJA SOBRE DIENTES**
Activa solo en la cabeza

Alargamiento de corona clínica

La parte lateral lisa desliza sobre la raíz sin dañarla.

L. 25 mm



841-012C COVANI

- Diamantada de grano grueso* ◀

Para alargamiento de corona clínica

Parte activa de 3 mm de longitud.

L. 22 mm



Fija sobre implantes

TRE 4.25/5.204

- Trephina** ◀

Ideal para la remoción
de implantes hasta
4.1 mm de diámetro

L. 37 mm





L. 44,5 mm

H8000.104.018

- C. T. monobloque

Para dentina y hueso

Corte liso con conexión HP.




L. 44,5 mm

H8.104.023 HP

- Bolas para pieza de mano ◀

Carburo de tungsteno monobloque extra duro

Para hueso y dentina.



L. 30 mm

DKO254 BN.316

- Monobloque + DKO

Excelente para apicectomías perfora y corta



L. 30 mm

H270.FGSL

► *Cirugía de precisión*

Secciona rápidamente el ápice sin presión

Eficaz también en el hueso.



L. 44,5 mm

H162B.104.016

Corte cruzado con cincel en la punta ◀

Perfora y corta

Para dentina y hueso, con conexión HP.

Ortodontica



L. 25 mm

HXU254BN FG/314

► *Cirugía de precisión*

Longitud de 25 mm

Para osteotomía.



LASER POINT

Bisturí rotativo ◀

Utilizado para incisiones y correcciones estéticas de la encía (gingivectomías) y de la mucosa oro-labial (frenulectomías)

Más manejable que el bisturi clásico.



C.PUNCH 500

► *C Punch*

Mucótomo para técnica "flapless" y para destapado de implantes

Disponible también en 4 mm.



SPADE 1,80

► *Fresa piloto*

Hecha de acero quirúrgico

La forma lanceolada la hace autocentrante.

L. 28 mm



VM - B301.14SCB

Tijeras "supercut" ◀

Una hoja dentada y una lisa

Característica que evita el deslizamiento del tejido.



H141A.206.040

- *Ensanchamiento de agujero*
Carburo de tungsteno
Conexión CA, corte dentado.

HXU8.CAL.023

- Bolas monobloque* ◀
Perforación cortical
Rápida y controlable.



L. 26 mm



HSN2A.CAL.010

- *Bolas con corte dentado*
Ideal para "marcar" el hueso.

L. 26 mm

H166B.206.021

- Corte especial cruzado* ◀
La punta de cincel permite realizar el agujero piloto con precisión
Penetra en la cortical sin presion
Los cortes laterales permiten la corrección del eje del agujero.



L. 34 mm



TRE 300

► *Trephina*

El diámetro externo de solo 3 mm permite realizar el agujero piloto recuperando el hueso que queda dentro de la fresa.



801 CHIR.035 HP

► *Elevación del seno maxilar*

La parte activa diamantada permite la apertura de una ventana respetando la membrana de Schneider.

VM - H128.09

Elevación del seno maxilar ◀

Diseñada para despegar la membrana evitando romperla.



Maxilofacial



H166B.104.021

- *Corte secuencial cruzado*

Específica para hueso

Muy rápida y controlable.

CC162.316.016

- Corte Lindemann* ◀

La clásica Lindemann hecha de carburo de tungsteno monobloque.



H8000.104.018

- *Corte liso*

Cilíndrica con cabeza redondeada, presenta hojas helicoidales que eliminan cualquier salto, afilado excelente.

H251SG.104.060

- Corte cruzado grueso* ◀

Altísima capacidad de corte.





VM - G787.17

► **Xtruments**

Mathieu de 17 cm para agujas de gran calibre.



H71E.104.060

Fresa de bola con corte cruzado ◀

Indicada para remodelar y regularizar el hueso.

vers. 07/24