



vademecum DISTENO



II



+



Fresissima se ha comprometido desde siempre a crear instrumentos en carburo de tungsteno de **vanguardia** que satisfagan las necesidades de los especialistas más exigentes.

Por eso, ha creado **disteno** una línea de fresas resultado de una tecnología **única en el mundo** que combina **carburo de tungsteno** con el **diamante**. El resultado? Un **rendimiento** y **durabilidad** sin igual.

Además, solo una fresa **disteno** puede **cortar y desbastar** al mismo tiempo.

disteno es una patente de Fresissima.

fresissima

Corta coronas

- para circonia, cerámica y disilicato



MAGLIA realiza la primera incisión y el corte en un solo momento!



Maglia, el corta corona!

Maglia 46 DIA

Muy rápida,
corta sin saltos

Diamante de grano
medio

Alta **resistencia**
al desgaste

Para circonia, disilicato de
litio y cerámica



Preparación de muñones - desbaste rápido



H7885K DIA 016



6 hojas para una mayor
capacidad de corte!

 *Típ:* útil como indicador de profundidad

Preparación de muñones - Superficie oclusal

Fresissima ofrece una amplia gama de formas y modelos para satisfacer todas las necesidades.

La superficie diamantada asegura la
**máxima adherencia
y control.**

◀ H7379 DIA 016

H7379 DIA 023 ▶



ssima

Preparación de muñones - preparación B.O.P.T.

El secreto de nuestro éxito? Evolución continua. Nueva línea **disteno** con una parte de trabajo de **10 mm** de longitud. Ideal para la preparación de muñones en el grupo frontal.

Corte **limpio y preciso**

Extrema resistencia

Evita saltos y vibraciones



H7863 L DIA 010



H7863 L DIA 012



fresis




H7863 L DIA 014

El corte rápido de las hojas en carburo de tungsteno y la **estabilidad** proporcionada por el diamante garantizan una **seguridad y rendimiento nunca antes vistos**.



H7863 L DIA 016



ssima

Preparación de muñones - preparación B.O.P.T.

Lo que diferencia a las fresas de **disteno** las fresas diamantadas normales es, además de **la estrucarburo de tungsteno ura monobloque en carburo de tungsteno** que garantiza **la ausencia total de vibraciones**, que Fresissima sigue altos estándares de producción que incluyen, por ejemplo, el uso de ligantes especiales.

Esto proporciona a las puntas una **resistencia** extrema para una máxima **confiabilidad**.

 *Tip:* El carburo de tungsteno combinado con el diamante permite que la fresa **corte** y **abrade** en un solo paso.



◀ H7863 DIA 010

H7863 DIA 012 ▶



Preparación de muñones - preparación B.O.P.T.



H7863 DIA 016



La **rapidez** del grano grueso.

El **acabado** del grano medio.



H7863 DIA 012 C

Con un grano de **120 μm** , la versión

"C" ofrece una **velocidad de corte**

mayor comparable a un grano

"negro", manteniendo el **control**

inalterado

fresissima

Preparación de muñones - para separación

Excelentes para la **separación**
antes de la preparación de
muñones


**Duración extremadamente
alta** de la punta



H7859 DIA 010



H7859 DIA 014



Preparación de muñones - para separación




Punta más larga, para las
áreas anteriores



H7859 DIA L 012



H7859 DIA L 016



fresissima

Preparación de muñones - chamfer modificado

La fase de definición del margen requiere especial atención: es necesario poder identificar con precisión el límite de la preparación

Por lo tanto, hemos desarrollado una línea de fresas específicamente diseñadas para la preparación con **chamfer modificado** que se adapta a cierres marginales de tipo diferente.



H7284 DIA 010 - 014 - 016

Corte preciso y **gran**
estabilidad


Máxima **definición** con máxima
seguridad

Preparación de muñones

- chamfer modificado

Varios diámetros y formas: la **mejor solución** para cada necesidad.

Estas fresas con **sección cónica** aseguran **rapidez**, **garantizando** precisión y **preservando los tejidos blandos**.




H7878K DIA 014



H7879K DIA 016

fresissima

Preparación de muñones - chamfer modificado



H7878K DIA 024

Máxima adherencia y estabilidad incluso en fresas de gran diámetro.



H7879K DIA 016 C

La versión "C" ha sido diseñada para profesionales que buscan una **velocidad aún mayor**, comparable a un grano "negro", sin renunciar al **máximo control**.

Preparación de muñones - chamfer

La superficie de grano medio corta como un grano grueso y, al mismo tiempo, deja una superficie bien acabada, para un **resultado increíble**.



Fresas lamelares para una
doble acción

fresissima

Preparación de muñones - chamfer




H7856 DIA 020




El grano grueso
permite trabajar
con un diámetro pequeño
sin renunciar a
la **rapidez**.


H7856 DIA 012C



Carburo de Tungsteno



Diamante



disteno

Preparación de muñones - chamfer



Punta más **larga**, diseñada para la preparación de muñones en el grupo frontal.



H7856 L DIA 012



H7856 L DIA 016

Cirugía - odontosección

A veces, el corte del esmalte puede resultar difícil: las fresas normales de carburo de tungsteno tienden a resbalar y saltar. El diamante en las hojas de la **disteno** línea permite seccionar la corona del diente con extrema facilidad.

Además, el **carburo de tungsteno** monobloque elimina cualquier vibración no deseada.



HXU254 BN DIA 314

2 longitudes: 25 y 30 mm

Ideales también para dentina




HXU254 BN DIA 316

Cirugía - odontosección

El tratamiento **DRAKO** es un tratamiento especial de endurecimiento que aumenta la capacidad de corte y la durabilidad de la herramienta, **eliminando cualquier microporosidad**.

La fresa **DKO 254 DIA** combina estas características con las ventajas de la patente **disteno**, haciendo que esta fresa sea única.



Ver el video



Duración máxima incluso
en los bordes

Menor fricción y sobrecalentamiento

El contraste mejora la
visibilidad también
en **profundidad**


DKO254 BN DIA 314



DKO254 BN DIA 316

fresissima

Cirugía - odontosección



HXU254 UG 314

Grano UG 150 μm
para un corte
súper rápido



HXU254 UG 316

HXU254 DIA 40 316

El diamante fino deja las hojas más "libres". Puede trabajar también sobre el hueso **sin embarrar**.



HXU267 FGSL DIA

El **diámetro 016** permite crear una apertura lo suficientemente amplia para insertar palancas.



Específicas para seccionar rápidamente el diente

Laboratorio

- de texturización de
cerámica

Estas fresas especiales se utilizan exclusivamente para la "texturización" de la cerámica.

Gracias a su estructura **de carburo de tungsteno** recubierta de **diamante**, pueden trabajar durante mucho tiempo sin dejar marcas negras en la pieza.



DISTENO 136ZF-M



DISTENO 139ZF-M



DISTENO 257EF-F

disteno es una patente de Fresissima.

fresissima