

vademecum HXU254

La HXU254 es una fresa intemporal: nunca envejece, evoluciona!

Forma afinada, extrema capacidad de corte, cuello estrecho distinguen una gama que desde hace más de **25 años** sigue siendo la más popular entre los odontólogos

Una gama de fresas que se adaptan a **todas las necesidades**.

*High
quality
blades*

HXU254 - odontosección (dentina), osteotomía

*Thinner
neck*

HXU254XL

Carburo de tungsteno
monobloque

Parte activa XL: 10 mm

Rápida y precisa

La cabeza tiene
una especial geometría de corte

*Extended
stem*

 *Tip:* muy útil para separar las raíces en un solo paso

fresissima

HXU254 - odontosección (dentina), osteotomía

Versatilidad: una ventaja importante. Estas fresas son excelentes para osteotomías, el corte de dentina y de metales también. La estructura en carburo de tungsteno monobloque **aumenta la capacidad de corte.**



HXU254BN 314

Ausencia de vibraciones


Corte rápido

Precisión


Agujerea eficazmente de cualquier inclinación, sobre todo axialmente




Carburo de Tungsteno
monobloque



Hojas muy Cortantes



6 "Cinseles" en la cabeza



Cuello reforzado

 **Tip:** si utilizadas cómo un "pincel" aseguran un resultado aún mejor



HXU254BN 316

fresissima

DIA UG - odontosección (esmalte y dentina)

Desde siempre **Fresissima** invierte en investigación de materiales innovadores y técnicas de producción únicas para realizar productos muy **eficaces y de vanguardia**.

Las fresas **disteno** combinan el **carburo de tungsteno** con el **diamante** por un resultado increíble en cuanto a eficiencia y **durabilidad**.



CARBURO DE TUNGSTENO

Máximo control

UG: Diamante **Super Grueso**
150 µm para un corte muy rápido


HXU254 UG 314

HXU254 UG 316

Carburo de
Tungsteno
monobloque



DIA - odontosección (esmalte y dentina)



 *Tip:* si se utilizan en el esmalte permiten trabajar en ausencia de en la máxima seguridad, facilidad y precisión.



2 longitudes: 25 y 30 mm

Grano medio

ssima

DKO - odontosección (dentina), osteotomía

El tratamiento **DRAKO** es un especial tratamiento de endurecimiento que aumenta la capacidad de corte y la durabilidad de el instrumento, **eliminando cualquier microporosidad**.

El resultado es un corte aún más **preciso** juntamente a una baja fricción que dermina un **menor sobrecalentamiento**.



DKO254BN 314

Respecta los tejidos blandos

Alta durabilidad

Mejor **visibilidad**



DKO254BN 316

 **Tip:** si utilizadas cómo un “pincel” aseguran un resultado aún mejor!

*Tratamiento
endurecedor
Drako*



fresis

DKO - odontosección (esmalte y dentina)



ssima

Corte A



HXU254A 315

osteotomía, odontosección

Corte cruzado

Rápidas, seguras y
resistentes

"Cíncel" en la cabeza



HXU254A DIA 012

odontotomía

HXU254A 205

► osteotomía



fresissima