



vademecum VETERINARIA

cirugía general



fresissima®
CRILE-CUT
G133.18 SC

corta y cose ◀

Cómodo y fundamental
cuándo se opera solos

Largo total 18cm

fresissima®
CRILE-CUT
G134.14 SC

▶ corta y cose

Corta evitando el deslizamiento
del hilo con las hojas SUPER CUT

Cose eficazmente gracias a los
insertos en C.T. extraduro para
"agarrar" resistentemente
agujas de grueso calibre

Largo total 14cm



fresissima

fresissima®
WEBSTER
G748.12 BK

► porta-agujas

Instrumento de dimensiones reducidas,
resulta cómodo y manejable

Insertos en carburo de tungsteno para
una mayor agarre de la aguja



fresissima®
MATHIEU
G627.20 BK

porta-agujas ◀

Dedicado sobre todo a
agujas de gran calibre



fresissima®
ADSON BROWN
C257.15

► pinza

Mango alargado para alcanzar
mejor el sitio operatorio

Parte activa con dientes pequeños
para evitar de lesionar los tejidos



cirugía de los tejidos blandos



fresissima® B301.14 SCB

- punta redondeada

Despega los tejidos sin nunca ser traumática y agresiva

Hoja aserrada para evitar el deslizamiento de los tejidos blandos



fresissima® LASER POINT

- bisturi rotativo

Incide el tejido blando reduciendo notablemente el sangramiento

Meor manejabilidad con respecto del bisturi a hoja




fresissima® H558.18 MAX

despega y corta ◀

Único instrumento para cortar y despegar

Más eficaz que el bisturi en el corte



fresissima® METZENBAUM B072.18 BK

- tijeras de disección in C.T.

Preferido de muchos por el mango más largo en relación a las hojas

Permite mayor control



ssima



fresissima® H166B.104.021

Lindemann especial ◀

El corte "secuencial-cruzado" permite de seccionar el hueso con más velocidad y estabilidad



fresissima® CC161.104.016

▶ Lindemann

Fresa para hueso estándar con corte liso



fresissima® PROTEOSOL

desinfectante ◀

Espectro de acción completo

Bactericida, fungicida, virucida



fresissima® H8.105.023

▶ 65 mm

Mango extra-largo para alcanzar sitios difíciles



fresissima®
H71E.104.060

fresa de bola HP ◀

El corte cruzado permite de quitar
hueso en cantidades relevantes



fresissima®
H10.CHIR.027 HP

▶ bolas para pieza de mano

Las 6 hojas en carburo de tungsteno
suben la capacidad de corte en el hueso



fresissima®
801.CHIR.025 HP

fresas quirúrgicas diamantadas ◀

Realizáis para efectuar
remodelación del hueso

Mayor control con respecto
a las fresas de hoja



fresissima®
H8000.104.018

▶ corte liso

Cilíndrica a cabeza redondeada

El corte liso y la ausencia
de vibraciones la hacen
absolutamente atraumatica

ssima

neurocirugía - cirugía espinal

N.B. La cirugía espinal veterinaria prevé el tratamiento de patologías frecuentes como las extrusiones y protusiones discales (hernia discal) pero también de patologías más complejas como las inestabilidades vertebrales (ej. síndrome wobbler), malformaciones vertebrales, fracturas y luxaciones vertebrales, tumores espinales, tumores de las raíces nerviosas y quistes cervicales




fresissima®
H71E.104.060
H71E.104.080

◀ fresas de bola HP ▶

Útiles para suavizar
extrusiones y protusiones discales

Corte cruzado para quitar
importantes cantidades de hueso
pero con control total



fresissima®
H141A.104.050

bola quirúrgica ◀

Indicada para modelar hueso

Corte laminado aserrado
"antideslizante"



fresissima®
H251E.104.060

▶ fresa corte cruzado

Alta capacidad de corte

Rápida en la eliminación de material

oncología



fresissima®
LASER POINT

bisturi rotativo ◀

Quita completamente la
lesión reduciendo drásticamente
el sangramiento

Trabaja con mucha precisión
con respecto a los métodos
tradicionales



fresissima®
S142.05

▶ pinza

Ligera,
manejable
y robusta



fresissima® C10T.16

pinza en titanio ◀

Ultra-ligera,
robusta y manejable

Superficie de toma lisa

fresissima® CASTROVIEJO G731.01 BK

► C.T. curvo

Indicado predominantemente
para agujas de pequeño
diámetro en microcirugía



fresissima® B112.11 SCB

tijera especial ◀
Super Cut

Puntas agudas por la
disección de los tejidos
durante intervenciones que
conciernen el iris y la córnea

fresissima® BARRAQUER G800.17

porta-agujas en C.T. ◀

Indicado principalmente por
agujas de pequeño diámetro
en la cirugía oculística



ssima



fresissima® ULTRASONIDO

scaler ultrasonido ◀

Gran potencia

Mayor duración



fresissima® SM CUP

copas ◀

Pulen los dientes después de la limpieza con la ayuda de una pasta abrasiva



fresissima® 2101

goma
diamantada ◀
1º paso

Pule rápidamente la superficie dental



fresissima® A1 HV US

B3 ▶

◀ insertos Vibra ▶

Remoción de grandes acumulaciones de sarro en zona supragingival

◀ Punta universal A1 HV optimal para transmitir más potencia y por lo tanto acelerar la remoción

Punta B3 particularmente adapta a las zonas cóncavas gracias a la cabeza redondeada ▶



fresissima® PS10

PS10DIA C ▶

◀ insertos Vibra ▶

Forma particularmente delgada para acceder en los bolsillos gingivales más profundas sin lesionar los tejidos

La DIA es útil por alisado radicular, quitando consistentes concentraciones de sarro y cemento necrótico



fresissima® KD RED CUP

▶ kevlar diamantado

Sistema de pulido ad alta resistencia y duración

Eficaz sobre el esmalte después de la limpieza para remover manchas y restos de placa



fresissima®
0335 COPPETTA

goma diamantada ◀
2º paso

Pone las superficies de composite y del diente perfectamente pulidas



fresissima®
801.027
HD805

◀ gold FG ▶

Fresas diamantadas para
l'apertura de cavidad en
presencia de carie



fresissima®
KD 541

kevlar diamantado ◀

Sistema de pulido completo
por restauraciones en composite
sin usar pasta y agua



fresissima®
F090

▶ fieltro diamantado
Brillo de las superficies en
resina y del diente natural



fresissima®
PASTA MIX

cemento universal duale ▶

Material de reconstrucción en caso de dientes
fracturados o simple material de empaste

Dual, sea auto que fotopolimerizable

Automezclante

ssima



fresissima®
HXU254BN.316

extracciones quirúrgicas ◀

La acción de las hojas garantiza una mejor separación sobre dentina y raíces



fresissima®
850FGSL.016SC

► fresa quirúrgica Gold

Secciona rápidamente el diente

Trabaja sea sobre esmalte que sobre dentina



fresissima®
H31LR.316

extracciones quirúrgicas ◀

Incide el diente creando un espacio suficiente para facilitar la inserción de las pinzas por extracciones



fresissima®
P112.00A

► pinzas

Picas rectos y ahusados

Indicada sobre todo para extraer dientes "monorradicales"



fresissima®
MINI STIEGLITZ
P202.05 MB

toma de tijera ▲

Accede en los alveolos particularmente estrechos para extraer fragmentos de raíces





fresissima®
H162B.104.016

Lindemann especial ◀

El corte "secuencial-cruzado" permite de seccionar el hueso con más velocidad y estabilidad



fresissima®
HXU269A.317

► corte secuencial cruzado

El corte evolucionado determina una acción rápida sobre el diente en ausencia de vibraciones



fresissima®
HDHP 859.018

diamantada HP ◀

Secciona esmalte y dentina gracias a la acción abrasiva del diamante de grano medio HD

fresissima®
R589.03

► luxador curvo

Indicado para perros y gatos

Corta los ligamentos periodontales en las técnicas de la extracción "no quirúrgicas"



HEIDEBRINK

Botador particularmente pequeña y delgada que permite un acceso también facilitado en los alveolos más profundos y estrechos

Disponibile recta, curva derecha y curva izquierda

Indicadas sobre todo para los gatos



HEIDEBRINK
R693.02




HEIDEBRINK
R693.01



HEIDEBRINK
R693.03

ssima





fresissima® PAULOX

micromotor ◀

Dotado de uno especial sistema de control que permite de tener la máxima potencia también a la velocidad mínima

Velocidad de rotación
3.000-30.000 rpm

No es autoclavable

reducción dental



fresissima® MAGIK DISK 100

disco sinterizado ◀

Permite de "reducir" los dientes gracias a un especial diamantatura que trabaja a baja velocidad

Estable y atraumático, trabajan sólo sobre el diente sin nunca lesionar los tejidos blandos



fresissima® DUROSINT

▶ disco sinterizado HP

Alternativa a los discos clásicos

Completamente diamantado, consumo reducido


Evita el riesgo de cortar los tejidos blandos



fresissima® HDHP 881.025

diamantadas HD ◀

Alta durabilidad del diamante



fresissima® 837.104.016

▶ diamantada HP

Económica

El grano medio trabaja sin excesiva producción de calor

